



A la pointe de l'hygiène

CLENA FORCE

Dégraissant
surfaces
hyperactif



C'est un produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par pulvérisation-essuyage toutes les salissures y compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables. Il s'utilise également pour éliminer les traces d'encre, de rouge à lèvres, de graisses et de nicotine. Il ne laisse pas de traces sur le support nettoyé et sèche rapidement. Il est agréablement parfumé. Parfum Fruit de savoie. Ne contient pas de butyl-glycol.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur sur les surfaces fortement encrassées.

Peut se diluer dans de l'eau à 10 % pour l'entretien des surfaces faiblement encrassées.

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux.

Il est inutile de rincer sauf dans le cas de surfaces pouvant être au contact de denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Eviter les projections oculaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide vert

pH : 11

Densité : 1,01

LÉGISLATION :

- Sécurité : Peut déclencher une réaction allergique selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.

Parfum sans allergène déclaré (Directive 76/768/CE modifiée par la Directive 2003/15/CE).

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33 475 815 472 pour le personnel médical.

- Protection de l'environnement :

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

- Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

EMBALLAGE :

carton de 2 bidons de 5 litres,

carton de 6 pulvérisateurs de 750 ml.

10/02/12 Ind. 1